

Analisi delle endotossine e dei glucani

Software Pyros® eXpress


Software di ultima generazione per l'analisi delle endotossine e dei glucani, da utilizzare con i lettori cinetici di piastre e provette di incubazione, offerto dall'azienda di maggiore esperienza nel settore.



Software Pyros® eXpress

Associates of Cape Cod, Inc. è orgogliosa di presentare il software di analisi di ultima generazione per il rilevamento delle endotossine e dei glucani che offre soluzioni integrate per i test di rilevamento quantitativo delle endotossine e dei glucani, per la presentazione dei risultati e la gestione dei trend e dei dati.

Il software Pyros® eXpress supporta tutti i saggi per il rilevamento quantitativo delle endotossine e dei glucani di Associates of Cape Cod, Inc., e permette agli operatori di effettuare i test in modo rapido ed efficiente in un ambiente di controllo qualità. Il software Pyros® eXpress offre al laboratorio una maggiore flessibilità e versatilità, permettendo agli operatori di lavorare in modo più intelligente e più rapido nel rispetto della compliance normativa. Il software Pyros® eXpress soddisfa i requisiti tecnici della norma 21CFR Parte 11 relativi ai dati elettronici, alle firme, agli audit trail, nonché alle aspettative di integrità dei dati negli USA e nella UE.




Facilità d'uso
I modelli personalizzati disponibili nella schermata iniziale offrono opzioni di avvio rapido dei saggi con pochi clic.

Un flusso di lavoro di validazione del prodotto completamente integrato fornisce indicazioni per una procedura di test sistematica e conforme.


Le impostazioni di autorizzazione personalizzate consentono di controllare l'ambiente di test e ridurre gli errori di laboratorio:

- Abbinamento lisato/CSE per consentire esclusivamente l'utilizzo di reagenti precedentemente qualificati
- Requisiti opzionali di qualificazione dei tecnici
- Tutela delle date di scadenza di inventario/apparecchiature



Efficienza
Grazie a Pyros Kinetix® Flex, i rapporti incentrati sui prodotti forniscono risultati in tempo reale per i singoli campioni.

Le librerie di reagenti, prodotti e inventari semplificano l'impostazione dei test e riducono il tempo impiegato per l'inserimento manuale.



rendimento del laboratorio per i test di endotossine e glucani.

Versatilità
Pyros® eXpress supporta entrambe le piattaforme di lettori di piastre e provette e consente quindi maggiore flessibilità e

Software Pyros® eXpress

PEXS	Pacchetto software Pyros® eXpress (supporto USB, 1 licenza Workgroup ¹ , 1 licenza per lettore ² e contratto di assistenza software ³)
PEXS-WL ¹	Software Pyros® eXpress, licenza Workgroup
PEXS-RL ²	Software Pyros® eXpress, licenza per lettore
PEXS-VAL-DOCS	Software Pyros® eXpress, validazione Protocolli (Pyros Kinetix® Flex e Biotek ELx808 IU™)
PEXS-SUP ³	Software Pyros® eXpress, contratto di assistenza annuale (assistenza annuale)
PEXS-ADVS ⁴	Software Pyros® eXpress, assistenza avanzata da remoto ⁴
PEXS-VAL	Software Pyros® eXpress, validazione presso la sede del cliente per Pyros Kinetix® Flex ed ELx808 IU™*
PEXS-OS	Software Pyros® eXpress, assistenza presso la sede del cliente (più spese di viaggio)

Pyros Kinetix® Flex

PKF32-PKG	Pyros Kinetix® Flex 32 pozzetti (per strumento, software e validazione)
PKF64-PKG	Pyros Kinetix® Flex 64 pozzetti (per strumento, software e validazione)
PKF96-PKG	Pyros Kinetix® Flex 96 pozzetti (per strumento, software e validazione)

Lettore di micropiastre

PPS04	Lettore di micropiastre di incubazione ELx808 IU™* (software venduto separatamente)
ELXP	Piastra universale di test per lettore ELx808 IU™*
CALPR	Servizio di manutenzione preventiva e verifica delle prestazioni presso la sede del cliente

Requisiti di sistema

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 OS

Memoria fisica: 4 GB

Spazio libero su disco: 10 GB

Database: consigliato Microsoft® SQL Server® oppure SQL Azure®

Prima di installare il prodotto, si consiglia vivamente di eseguire un aggiornamento di Microsoft® Windows® per essere certi di avere installato le più recenti correzioni di sicurezza e aggiornamenti critici.

1. Licenza Workgroup: questa licenza consente di installare il software su tutti i computer collegati a un database di rete Pyros® eXpress.
2. Licenza per lettore: permette il collegamento di un lettore/strumento; indipendente o come parte del database di rete.
3. Il servizio di assistenza software può essere fornito attraverso il Field Service, i servizi tecnici e/o il gruppo di supporto software di ACC per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto del software. Il servizio di assistenza software include aggiornamenti, patch e assistenza di base nella configurazione del software. Non include l'assistenza avanzata o presso la sede del cliente; il servizio di assistenza avanzata e presso la sede del cliente è tuttavia disponibile. Per le opzioni di assistenza e i prezzi, contattare un account manager di ACC. Esempi di assistenza di base includono, tra gli altri: assistenza nella configurazione di prodotti, accessori e modelli; esecuzione di test di validazione e delle endotossine, dati di trend; configurazione software dell'interfaccia utente Pyros® eXpress; e quesiti in sede di pre-installazione e installazione che rientrano nell'ambito definito nel manuale del software.
4. L'assistenza avanzata include tutti i servizi di assistenza che non rientrano nell'assistenza di base descritta sopra. Tali servizi potrebbero essere a pagamento (incluse le spese di viaggio). Per informazioni sui prezzi, fare riferimento al listino prezzi oppure rivolgersi all'Account Manager o al rappresentante del Field Service Support. Esempi di assistenza avanzata includono, tra gli altri: configurazione del database, sua manutenzione e risoluzione dei problemi ad esso relativi, risoluzione di problemi che riguardano la rete, la sicurezza e il firewall, personalizzazione dei rapporti, configurazione di importazione ed esportazione con sistemi esterni, quali i sistemi di monitoraggio ambientale o i sistemi di gestione delle informazioni del laboratorio.

*Marchio commerciale di BioTek Instruments, Inc. Microsoft®, Microsoft® Windows®, SQL Server® e SQL Azure® sono marchi commerciali di Microsoft Corporation.



Associates of Cape Cod, Inc.

I vostri esperti di endotossine e glucani

Sede centrale

Associates of Cape Cod, Inc.

124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA

Tel: (800) 525-8378 oppure

(508) 540-3444

Fax: (508) 540-8680

www.acciusa.com

Assistenza clienti:

custservice@acciusa.com

Regno Unito

Associates of Cape Cod Int'l., Inc.

Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool, L33 7RX

Regno Unito

Tel.: (44) 151-547-7444

Fax: (44) 151-547-7400

Email: info@acciuk.co.uk

www.acciuk.co.uk

Assistenza clienti nel Regno Unito:

customerservices@acciuk.co.uk

Numero di registrazione aziendale:

BR002906

Europa

Associates of Cape Cod Europe GmbH

Opelstrasse 14

64546 Mörfelden-Walldorf

Germania

Tel.: (49) 61 05-96 10 0

Fax: (49) 61 05-96 10 15

Email: service@acciusa.de

www.acciusa.de